

Spendersystem PL

Spendersystem für ASEPTOS und Lacitt-E



Verwendung

für unser Hand-Desinfektionsmittel ASEPTOS und Handwasch-Emulsionen Lacitt E

Merkmale

- robuste und bewährte Spendersysteme
- offenes System: passend für alle Standardflaschen
- für 1.000ml Flaschen, Dosiermenge ca. 3ml
- Fließpastenspender PL - preiswerte Version in Kunststoffausführung
- Fließpastenspender ES - hochwertige Version mit Edelstahlpumpe und Gehäuse in eloxiertem Aluminium

Anwendung

siehe Montageanleitung

Technische Daten

Spendersystem PL:
H: 280mm, B: 105mm, T: 100mm

Verpackung

1 Spender pro Karton